




Qualität leben.



GESCHIRRE

Am besten messen Sie den Bauchumfang (B) Ihres Hundes knapp hinter den Vorderbeinen an der breitesten Stelle des Brustkorbes mit einem flexiblen Maßband. Das Maßband sollte eng anliegen, den Hund aber nicht beengen. Anhand dieses Umfangs und der Berücksichtigung des Halsumfangs (A) kann die korrekte Geschirr-Größe ermittelt werden. Jedes Geschirr aus unserem Sortiment ist mindestens am Bauchriemen (z.B. Geschirr RANGER PROFESSIONAL), meist sogar mehrfach verstellbar (z.B. Geschirr SOFTIE) und kann zugunsten des Tragekomforts optimal an jede Körperform angepasst werden. Alle Geschirre aus dem HUNTER-Sortiment zeichnen sich durch eine einfache Handhabung aus, sind aufwändig verarbeitet und weich gepolstert.

Grundsätzlich gilt: Jedes Geschirr sollte vor dem Kauf anprobiert werden, um Mensch und Tiere gleichermaßen Freude zu bereiten.